

	<b>Sistema da Qualidade</b> <b>ET – Especificações Técnicas</b>	<b>Identificação:</b> <b>ET 20 00</b>	
	Linha de produto: Líquido Acílico Marca: <b>Blue Termo</b>	<b>Versão:</b> <b>00</b>	<b>Página:</b> <b>1/1</b>

<b>Registro na ANVISA:</b>	80360110002
<b>Classe de risco:</b>	II
<b>Composição:</b>	Monômero de Metilmetacrilato Inibidor de polimerização A
<b>Apresentação:</b>	Embalagens: 182 Lt, 5Lt, 1000ml, 500ml, 250ml, 100ml, 50ml.
<b>Características:</b>	*Produto Cristalino (Qualidade de peças cristalinas) *Matérias-primas standarizadas no controle de qualidade *Reação de polimerização em tempo ideal para trabalhos com resinas R.A.A.T
<b>Armazenamento:</b>	Conservar ao abrigo de luz e calor.
<b>Indicações de uso:</b>	As resinas acrílicas Blue Termo pó são indicados para confecção de prótese dentária total e parcial.
<b>Precauções:</b>	Não há qualquer precaução relacionada ao produto, se usado conforme os procedimentos técnicos e da maneira indicada.
<b>Validade</b>	02 anos a partir da data de fabricação.
<b>Transporte</b>	Transportar em caixas de papelão.

Elaboração: _____ <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: center;">Data</div>	Verificação/Aprovação: _____ <div style="text-align: right;">_____</div> <div style="text-align: center;">Data</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------